

اندازه گیری ترشحات:

در صورت توصیه پزشک یا پرستار مقدار ترشح را اندازه گیری و ثبت کنید. مواردی که باید ثبت شود:

* مقدار ترشح * رنگ ترشح * بوی غیرطبیعی

در روزهای اول ممکن است ترشح قرمز یا صورتی باشد و به تدریج روشن تر شود.



اگر روی درن کیسه استومی چسبانده شود:

در برخی موارد برای جمع آوری بهتر ترشحات، روی محل درن یک کیسه استومی یا کیسه کلوستومی چسبانده می شود.

مزایا:

* جمع آوری بهتر ترشحات و جلوگیری از آلودگی

لباس و پانسمان

* محافظت از پوست اطراف زخم

* اندازه گیری راحت تر ترشحات

❖ درن ساده مانند پن رز یا کاروگیت است این درن ها مخزن ندارد و ترشحات معمولاً روی پانسمان تخلیه می شود.



مراقبت های درن

- قبل و بعد از تماس با درن دستهای خود را با آب و صابون بشویید . محل درن را تمیز و خشک نگه دارید.
- از کشیدن یا دستکاری درن خودداری کنید.
- اگر درن مخزن دارد آن را پایین تر از محل زخم نگه دارید.
- در ساعت مشخص در طول روز، مخزن را تخلیه و مقدار ترشحات را ثبت کنید.
- لباس راحت بپوشید تا درن کشیده نشود.

درن چیست؟ درن یک لوله باریک و انعطاف پذیر است که بعد از برخی جراحی ها در محل زخم قرار داده می شود تا خون، مایع یا ترشحات اضافی از بدن خارج شود.

چرا درن گذاشته می شود؟

* جلوگیری از تجمع خون و مایع

* کاهش تورم و فشار روی بافتها

* کاهش خطر عفونت

* کمک به بهبود بهتر زخم.

انواع درن ها : درن های مخزن دار و ساده

❖ درن مخزن دار مانند جکسون و همواک این درن ها به یک مخزن پلاستیکی متصل هستند و با فشار منفی کار می کنند. ترشحات در مخزن جمع می شود و می توان مقدار آن را اندازه گیری کرد .





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی قزوین

مرکز آموزشی درمانی ولایت

مراقبت از درن های جراحی



دفتر پرستاری

واحد آموزش سلامت

بهار ۱۴۰۵

* پوست را کاملاً خشک کنید.

* در صورت نیاز از محافظ پوست استفاده کنید.

چه زمانی باید به پزشک اطلاع دهید؟

در صورت مشاهده موارد زیر با پزشک یا پرستار تماس بگیرید :



* تب * قرمزی * تورم یا گرمی اطراف زخم * ترشح
چرکی یا بدبو * افزایش ناگهانی ترشح خونی * قطع
ناگهانی خروج ترشح * بیرون آمدن یا جابجایی درن
* درد شدیدی که با مسکن آرام نشود.

در صورت داشتن سوال در منزل، ساعت ۸ تا ۱۴ با شماره تلفن

۰۲۷-۳۳۷۹۰۶۲۰-۰۲۸ داخلی ۵۰۹۷ واحد آموزش سلامت

تماس بگیرید. (همه روزه بجز ایام تعطیل)



مراقبت از کیسه:

* اطراف چسب را روزانه از نظر قرمزی یا نشت
بررسی کنید.

* قبل و بعد از تخلیه دستها را بشویید

* سر ساعت مشخص کیسه را تخلیه کنید و مقدار
و رنگ ترشحات را ثبت کنید.

* تعویض کیسه: معمولاً هر ۳ تا ۵ روز یا در صورت
نشت، شل شدن چسب یا بوی نامطبوع باید تعویض
شود.

هنگام تعویض:

* چسب را به آرامی جدا کنید.

* پوست را با آب ولرم تمیز کنید.